

Les dépoussiéreurs à comprimés **VTD 100**



Compact

Grande capacité d'élévation

Efficace

Module de détection de particules

Démontabilité, modularité,
validation du nettoyage





TECHNIlab®



*Démontabilité, modularité,
validation du nettoyage*





| Rep. | Qté | Désignation | Matière |
|------|-----|----------------------------|---------------------|
| 01 | 1 | Tube de dépoussiérage | INOX 316 L |
| 02 | 1 | Vis de depoussiérage | POLYAMIDE - NYLON |
| 03 | 1 | Guidage de la vis | 316 L/PTFE |
| 04 | 1 | Motoréducteur/Variateur | 0.55kw |
| 05 | 1 | Châssis | INOX 304 L |
| 06 | 4 | Roulettes pivotantes | CAOUTCHOUC |
| 07 | 1 | Collier à démontage rapide | INOX 304 L + TEFLON |
| 08 | 1 | Console de commande | INOX 304 L |

Options

| Rep. | Qté | Désignation | Matière |
|------|-----|---------------------------|------------|
| DM | 1 | Détecteur de métaux | |
| SD | 1 | Pied support de détecteur | INOX 304 L |

PARAMÈTRES

- H1 : Hauteur entrée comprimés = 500 mm
- H2 : Hauteur sortie comprimés = suivant besoin
- H3 : Hauteur totale = suivant besoin

TECHNIlab®

30 bis, rue du Bois Chaland - CE 2948 • 91029 EVRY Cedex FRANCE

Tél. : +33 (0)1 60 86 96 48 • Fax : +33 (0)1 60 86 90 01

www.technilab.fr