

Depoussiéreur Comprimés VTD 100



Compact

Grande capacité d'élévation

Détection de métaux

Efficacité

Démontage rapide

Facilité de nettoyage




Transfère vos idées et vos poudres

TECHNIlab®

Depoussiéreur Comprimés VTD 100

Rep.	Désignation	Matière
01	Vis de depoussiérage	Polyamide
02	Entrée et tube d'élévation	Inox 316L
03	Piquage d'aspiration des fines	Inox 316L
04	Détecteur de métaux CEIA	Inox 316L
05	Armoire de commande CEIA	Inox
06	Panneau de commande Danfoss	Inox 316L
07	HMI Magelis SCHNEIDER	
08	Motoréducteur SOTIC	
09	Variateur de vitesse Danfoss	
10	Guidage à roulement à billes PTFE	Inox 316L



Détecteur de métaux CEIA



Détecteur de bourrage LRD



Répartiteur comprimés RGV



Panneau de contrôle HMI



Trémie d'alimentation TVD



Trémie de réception TVR



TECHNIlab®

30 bis, rue du bois chaland, CE 2948 - 91029 EVRY Cedex France

Tél : + 33 (0) 1 60 86 96 48 - Fax : + 33 (0) 1 60 86 90 01

www.technilab.fr